

LISMEDIC

თანამედროვე კოსმეტოლოგიური ტექნოლოგიები პერსონალური მოხმარებისთვის



Silk'1

სილკენ კურამედი

ფოტო-ლაზერული ეპილაციის აპარატი ცვლადი კარტრიჯით




ვინც ეძებს თმის მოცილების ინოვაციურ მოწყობილობას! სიახლე Silk'1 CURAmed გაზრდილი კანისთვის. ისრაელში წარმოებული Silk'1 CURAmed-ი ლაზერული ეპილაციის პერსონალური აპარატი, არახსავრველი თმის საშუალოდ მოცილების ყველაზე უსაფრთხო და ეფექტურ მეთოდადაა მიჩნეული, მისი გამოყენება შეგიძლიათ სეზონის ნებისმიერ დროს, არის უსაფრთხო, უმტკივნეულო და ეფექტური გაზრდილ კანზეც!

დერმატოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ რეკომენდებული, კლინიკურად ტესტირებული და აშშ-ში FDA სერთიფიცირებული სილკენ კურამედის აპარატი არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, სახლის პირობებში მოხმარებისთვის ადაპტირებული HPL ლაზერული. სილკენ კურამედი ანადგურებს თმის ფოლიკულას, შედეგად საშუალოდ თავისუფლებით ქართომიანობისგან. აპარატი გამოიყენება სხეულის ნებისმიერ ზონაზე.

პროცედურამდე სასურველია დასამუშავებელი ზონიდან თმა მოიშორეთ ნებისმიერი საშუალებით. პირველი პროცედურის შემდეგ თმა იზრდება, 6-7 დღის შემდეგ კი ნაწილი ცვივა. პროცედურებს ვიმორჩებით თმის ზრდის მიხედვით. საბოლოო გაქრობისთვის აუცილებელია დაიცვათ ინტერვალები. პროფესიონალური შედეგი - აბრეშუმოვით პრიალა და გლუვი კანი მიიღება პირველი ოთხი სეანსის შემდეგ.

სილკენ-კურამედის შეფუთვაშია 8 სმ. ზედაპირის 1 ც. კარტიჯი 65 000 იმპულსით, ან 2ც. კარტიჯი 1500 იმპულსით.



სილკენ გლაიდი 150K

ფოტო-ლაზერული ეპილაციის აპარატი (150 000 იმპულსით)



Silk'1 Glide-თან ერთად არანაირი თმა ან ბუხები სხეულსა და სახეზე აღარ შეგანუხებთ! "ლისმედიკი" გთავაზობს უახლეს ტექნოლოგიურ სიახლეს ლაზერული ეპილაციის სფეროში! Silk'1 Glide-ი არის ისრაელში წარმოებული პერსონალური მოხმარების ლაზერული ეპილაციის აპარატი.

ეს არის სილკენის მიერ დაპატენტებული უნიკალური HPL ტექნოლოგიით აღჭურვილი მცირე ზომის აპარატი თმის საბოლოო მოცილებისთვის. იგი არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და პროფესიონალური ეფექტის მქონე. უმტკივნეულოდ და კომფორტულად სახლის პირობებში მოხმარების მცირე ზომის მოწყობილობა. გლაიდი მუშაობს სინათლის სხივით, რომელიც სპეციალურ აკუსტიკურ ტალღასთან ერთად შთაინთქმება მხოლოდ თმის ღერში პიგმენტის მიერ და გარდაიქმნება ძლიერ თერმულ ტალღად უშუალოდ ფოლიკულთან შეხებისას. შესაბამისად კანი რჩება დაუზიანებელი და კვდება მხოლოდ თმის ფოლიკული. პერმანენტული შედეგის მიხედვით საჭიროა მოხმარების ინსტრუქციის თანმიმდევრული დაცვა. ჩამონტაჟებული კანის დიაგნოზიკა და სიმძლავრის 5 დონიანი სენსორი შეგიქმნით მაქსიმალურ კომფორტს მოხმარებისას. დაზოგეთ დრო და თნები. შედეგი - აბრეშუმოვით პრიალა კანი ჯკვე 4 პროცედურის შემდეგ.

აპარატს აქვს 3სმ. 2 საშუაო ზედაპირი და 150 000 იმპულსი, რაც პერსონალური მოხმარებისას საკმარისია 3-4 წელს.

ფეის ეფ ექსი

დაუთმეთ 8 კვირა FaceFX-სს და გაახალგაზრდავდით 10 წლით!



თუ ხართ 30 წელს გადაცილებული Face FX იდეალური აპარატია, რომელიც ინფრანითელი ლაზერის სხივის საშუალებით უზრუნველყოფს კანის ხიზბილეს, ერთგვაროვნებას და დაიყვანს მას ნაოჭების წარმოქმნისგან. ისრაელში წარმოებული კომპანია Silk'1-ის გაახალგაზრდავებელი აპარატი Face FX-სი აგელოგების სახისა და კისრის არიდან ახაკობრივი და მიმიკურ ნაოჭებს. ფეის ეფ ექსი იყენებს Home Fractional (HF) ტექნოლოგიას, რითაც ქმნის ღრმად დანაწევრებული წითელი სხივისა და კანის სამკურნალო თბერ-ხინერგიულ კომბინაციას, რაც განაპირობებს თქვენი კანის ხავერდოვნებას.



პროცედურამდე 4 კვირის შემდეგ

- აუმჯობესებს კანის ტენიანობას
- ამცირებს ნაოჭებსა და თხელ ხაზებს
- აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას
- ანათებს კანის ფერს
- ამცირებს ფორების ზონას

რა ზონებში შეიძლება პროცედურის ჩატარება?

მიუხედავად იმისა, რომ ფეის ეფ ექსი შექმნილია სახის პროცედურებისთვის, ის ასევე წარმატებით შეგიძლიათ ისმართო ხელისა და კისერზე. თვალის გარშემო მონაკვეთი შეგიძლიათ დაიმუშავოთ დაშვავი სათვალის გარეშე, რაც სრულიად უსაფრთხოა. აუცილებელია აპარატი უშუალოდ ეხებოდეს კანს, რათა გამოყოფს შესაბამისი ენერჯია. Home Fractional (HF) ინფრა-წითელი სხივის ტექნოლოგია უსაფრთხოდ აღწევს კანის რამოდენიმე შრეში და მისი მოქმედებით ხდება კოლაგენის გამოშვება. იგი გამოყოფს ერთგვაროვან ენერჯიას, მოქმედებს ღრმად კანის ქვეშ და ათბობს კოლაგენს, რაც შესაბამისად დაბერების სანინალმდეგო და კანის რეგენერაციის უნარით გამოირჩევა. წითელი სხივის ენერჯია ზრდის ცირკულაციას და ახალი უჯრედების წარმოშობას. კანის დეფექტური ნაწილი თანდათანობით ნაცვლდება განახლებული, ახალგაზრდული შესახედაობის მქონე კანით.

გამოყენების წესი: პირველი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ კვირაში 3-ჯერ, შედეგის შესანარჩუნებლად - კვირაში ერთხელ, თითოეული პროცედურის ხანგრძლივობა 15-20 წთ. თითოეულ ზონაზე.

სილკენ ბლუ

აკნეს სამკურნალო ლაზერული აპარატი მუდმივი, სუფთა და ლამაზი სახის კანი გარანტია



სილკენ ბლუ-ს საშუალებით გაიწმინდეთ კანი აკნესა და სხვა ტიპის ნებისმიერი ბაქტერიული გამონაყარისგან. თბური ზემოქმედებისა და ლურჯი ლაზერის ნათების ორმაგი ძალა საშუალებას გაძლევთ უსაფრთხოდ, შედეგით კანის გაწმენდა და ეფექტურად დაამარცხოთ არსებული და მომავალი აკნეს წყარო.

ლურჯი ნათება ანადგურებს აკნეს გამომწვევ ბაქტერიებს, რომელიც კანის ზედაპირის ქვეშ ბინადრობს, ხოლო თერმული შეთბობა ცხიმივანი ჯირკვლების გამოშრობას იწვევს და ცხიმის ქარბნარმოქმნას აფერხებს.



გამოყენების წესი: მკურნალობის პერიოდში გამოიყენეთ ყოველდღიურად ყველა პრობლემურ არეზე 6-8 კვირის განმავლობაში, შობათვის აბსოლუტური კანზე წრეული მოძრაობით 3-4 წუთის განმავლობაში, შემპერატურის შეტებასთან ერთად გადაიტანეთ აბსოლუტური შემდეგ ინფიცირებულ არეზე და ა.შ. მოვლის პერიოდში გამოიყენეთ კვირაში ერთხელ, 3-4ჯერ. თითოეულ პრობლემურ არეზე. დაიბანეთ ინფიცირებული კანი ყოველდღიურად, ხილული შედეგი მიიღწევა 3-დან-7 კვირამდე.

სილკენ სილუეტი

ანტიცელულიტური ლაზერული აპარატი




დროთა განმავლობაში სხეული ველარ ინარჩუნებს სასურველ ფორმას. სილკენ სილუეტი არის ცელულიტის მოსაშორებელი ეფექტური საშუალება. იგი აპრობირებულია დერმატოლოგების მიერ, როგორც სხეულის გამკვრივებისა და ცელულიტის მოსაშორებელი ისრაელში წარმოებული თანამედროვე ტექნოლოგიური აპარატი.

სილუეტი აუმჯობესებს თქვენს კანს შიდა და გარე ზემოქმედების შედეგად. კანის ქვეშ კოლაგენის სტიმულაციით ამცირებს ცელულიტის მოცულობას, რისთვისაც იყენებს Home Tightening (HT™) ტექნოლოგიას. იგი მთლიანად ზემოქმედებს პრობლემურ ადგილებზე, რის შედეგადაც კანი ხდება დაჭიმული და დატენიანებული.

სილუეტი იყენებს სამ სხვადასხვა ენერჯიის წყაროს, სადაც თითოეული მიმართულია განსაზღვრულ პრობლემურ არეალში სამოქმედოდ:

- ბი-პოლარული ენერჯია ამაგრებს სილკენისეულ შრეებს 10 მმ-ზე და ამცირებს ცელულიტის ენერჯია აფენიანებს კანს და აღადგენს მის ნატურალურ ბალანსს;
- IR თბური ენერჯია აუმჯობესებს კანის ქსოვილს.



სილკენ რევიტი

მიკრო-დერმაბრაზიის აპარატი



რევიტი არის მიკროდერმაბრაზიის ხელსაწყო, რომელიც აერთიანებს კანის პილინგისა და ვაკუუმის სტიმულირების ტექნოლოგიებს. რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად კლებულობს ასაკობრივი ლაქები, ნაოჭები და აკნეს კერები. მისი ზედაპირი შემდეგ ინფიცირებულ არეზე და ა.შ. ნაწილაკებით, რაც ითვლება საუკეთესო მსახლად დერმაბრაზიისთვის. როდესაც ჩართავთ კანს, ხოლო უშუალოდ მანისზე დაქვრივთ ალმასის ნაწილაკები ახდენენ კანის ზედაპირის მოშორებას და შედეგად იღებთ ახალ, გლუვ კანს ნაკარებისა და დაზიანებების გარეშე.

იგი გიუმჯობესებთ კანის ფერს, სიმკვრივესა და ელასტიკურობას და მოგანიჭებთ იდეალურად იერს სახეზე. მიკრო-კრიზთალების გამოყენებით სახის შექანიკური პილინგის ერთ-ერთი ყველაზე დელიკატური მეთოდია.

მიკრო-დერმაბრაზიის ჩვენებები:

- გამოფიტული და უხეირო კანი;
- პრობლემური, ცხიმოვანი კანი;
- გაფართოებული ფორები;
- პიგმენტაცია;
- ატროფიული და ჰიპერტროფიული ნაწიბურები;

გათვლილია პერსონალური მოხმარებისთვის

ქუთაისის 1 „გულდის“ „თბილისის მოლი“ II სართ. „გლდანი მოლი“ I სართ. ქუთაისი: ნევეთლის 5 „ქარვასლა“ ბათუმი: ქაქავაძის 1 „ტექნო-ბუმი“ (ოღისეა)

555 200 003 fb: lismedic

მოქმედებს 0%-იანი განვადება